



Hotte à flux laminaire horizontal

La hotte à flux laminaire FASTER FlowFAST est disponible en différentes largeurs à savoir: 900, 1200, 1500 et 1800 mm.

Avantages

- Protection totale du produit
- Parois latérales vitrées
- Volume de travail en classe ISO 5
- Grande ouverture de travail

Applications

Manipulation stérile

Test de stérilité

Préparation, transfert et conditionnement de solutions

Microélectronique

Optique.

Principe

La hotte à flux horizontal FlowFAST H assure la protection du produit.

Volume de travail en classe ISO 5 (NF EN 14644-1).

Construction

Caisson en acier peint époxy

Plan de travail en inox

Vitres latérales en verre sécurit

Autres équipements standards

Eclairage

par tube fluorescent hors zone stérile

Options

Fluides

- robinet gaz/vide supplémentaire
- prise électrique supplémentaire

Régulation automatique

Régulation automatique de la vitesse en fonction du colmatage du filtre avec affichage de la vitesse du flux.

Lampe UV

Lampe UV dans le volume de travail avec rideau de fermeture

Support

Piétement en acier inox peint époxy



