

POLISSEUSE DE LABORATOIRE TYPE HK 210

- Machine de paillasse.
- Préparation de l'échantillon à sec ou sous un jet d'eau ajustable.
- Préparation de l'échantillon allant du surfacage jusqu'au polissage.
- Ajustement de la vitesse de rotation.
- Convivialité pour le changement du disque support papier.
- Disque papier fixé par un anneau périphérique en acier.

Dimensions :	410x280x240 mm
Vitesse de rotation ajustable :	280-2000 tours/minute
Disque de diamètre :	200 mm
Poids :	approx. 24 kg
Power:	230 V, 50 (60) Hz, 0.4 kW
Connexion entrée d'eau:	$\frac{3}{4}$ pouce, max. 6 bar
Connexion sortie d'eau:	1 pouce



Changement du disque abrasif



Support, magnétique (rond)



Support, mécanique (rond)